

DOS G 60/1

Dávkovací modul pro kanystr 5–10 l

pro automatické dávkování tekutých médií, s kontrolou hladiny.



- Použitelný pro PG 8535
- Nastavitelné elektronickou řídicí jednotkou přístroje
- Délka 300 mm nasávací trubice pro kanystry 5litrové kanystry
- Délka vedení: 1,90 m

EAN: 4002513464269 / Číslo materiálu: 05996260 / Číslo starého materiálu: 69747007D

<b>Produktové zařazení</b>	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 8066	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Externí dávkovací systém	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rychlost čerpání v ml/60 s	120
Délka sací trubice v mm	200
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	230-240
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,02
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	118
Vnější rozměr, šířka netto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	107
Vnější rozměr, výška brutto v mm	250
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	295
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	430
Hmotnost netto v kg	2,60
Hmotnost brutto v kg	3,00