

FP 20

Filtrační destička

pro přípravu ručních a úhlových násadců při použití AUF 1/AUF 2.



- Pro zabránění ucpání nejmenšími díly
- Pórovitost 2
- 20 filtračních destiček v balení
- Průměr 30 mm

EAN: 4002513505498 / Číslo materiálu: 06059480 / Číslo starého materiálu: 69751201D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Velkokapacitní termodezinfektory, dentální	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Produktová kategorie	
Filtry	•
Ostatní příslušenství	•
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Barva	Bílá
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	30
Vnější rozměr, šířka netto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	125
Vnější rozměr, výška brutto v mm	28
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	125
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	167
Průměr v mm	30
Hmotnost netto v kg	0,06
Hmotnost brutto v kg	0,10