

G 7895/1

Aqua-Purificator

pro uložení dvou demineralizačních patron.



EAN: 4002513511451 / Číslo materiálu: 06068750 / Číslo starého materiálu: 69789503D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
Produktová kategorie	
Úprava vody	•
Vlastnosti produktu	
Barva	Bílá
Základní elektroinstalace	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	208-240
Frekvence v Hz	50-60
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	300
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	900
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	400
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Hmotnost netto v kg	26,50
Hmotnost brutto v kg	30,00

- Vhodné pro patrony pro úplnou deminer. VE P 2000 & 2800, LP 2800
- Včetně měřicího modulu vodivosti
- Připojení k AC 230 V 50 Hz
- 2 tlakové hadice, délka cca 1,2 m se šroubením 3/4"
- Vnější rozměry: v 850 (820 bez víka), š 300, h 600 mm