


A 7/1

Podložka z děrovaného plechu

pro šetrné mytí choulostivých předmětů lomem mycího paprsku.



- Vyražené otvory 7 x 7 mm, přepážka 3 mm
- Použitelný pro E 775/1, E 735/1 a E 701/1

EAN: 4002513531169 / Číslo materiálu: 06097000 / Číslo starého materiálu: 69500702D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
G 7826	•
Produktová kategorie	
Podložka	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava operačního instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1
Vnější rozměr, šířka netto v mm	473
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	543
Vnější rozměr, výška brutto v mm	10
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	510
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	620
Hmotnost netto v kg	1,20
Hmotnost brutto v kg	1,30