


A 9/1

Podložka z děrovaného plechu

pro šetrné mytí choulostivých předmětů lomem mycího paprsku.



- Vyražené otvory 7 x 7 mm, přepážka 3 mm

EAN: 4002513531176 / Číslo materiálu: 06097010 / Číslo starého materiálu: 69500902D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8527	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Podložka	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1
Vnější rozměr, šířka netto v mm	773
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	573
Vnější rozměr, výška brutto v mm	10
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	870
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	590
Hmotnost netto v kg	1,70
Hmotnost brutto v kg	1,80