


E 745/1

Modul

pro optimální uložení až 104 pipet.



- Vhodné pro 104 pipet do 540 mm
- Přídržný rám, velikost přihrádek 16 × 16 mm

EAN: 4002513735406 / Číslo materiálu: 06233580 / Číslo starého materiálu: 69574502D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7825	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro pipety	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava pipet/ampulí	•
<b>Kapacita</b>	
Pipety [počet]	104
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	288
Vnější rozměr, šířka netto v mm	492
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	496
Vnější rozměr, výška brutto v mm	415
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	590
Hmotnost netto v kg	24,60
Hmotnost brutto v kg	25,00