

MF/3

Přepavní vozíky

pro nakládání a vykládání mycích a dezinfekčních automatů.



- Pro snadnou manipulaci s instrumentářským vozíkem
- Nohou ovládané vysouvání
- Vybaveno 2 kolečky, které lze zablokovat
- Zavážecí výška 751 mm, +/- 100 mm

EAN: 4002513771114 / Číslo materiálu: 06392900 / Číslo starého materiálu: 69200107D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Produktová kategorie	
Úložný/transportní systém	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1182
Vnější rozměr, šířka netto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	807
Vnější rozměr, výška brutto v mm	430
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1200
Hmotnost netto v kg	34,20
Hmotnost brutto v kg	52,40