

E 474/4

Základní vozík

pro optimální uložení až 2 MIC souprav v modulárním systému.



- Pro uložení dutých instrumentů ve 3 nástavcových modulech
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Pro uložení: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002513805536 / Číslo materiálu: 06439160 / Číslo starého materiálu: 69547405D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík na MIC instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Kapacita	
MIC sady [počet]	2
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	507
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	515
Vnější rozměr, výška brutto v mm	540
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	630
Hmotnost netto v kg	10,17
Hmotnost brutto v kg	10,17
Součásti balení	
E 362 zaslepovací šroub [počet]	2
E 447 adaptér samičí, pro Luer-Lock samčí [počet]	3