


U 175/1

Spodní koš

pro optimální uložení úzkohrdlého skla.



- Vybaveno 33 injektorovými tryskami
- Osazovací výška: 170 mm mm\*
- Použitelný jen ve spojení s horním košem O 175/O 187/O 184

\* V závislosti na laboratorním skle může být menší max. osazovací výška.

EAN: 4002513805543 / Číslo materiálu: 06439170 / Číslo starého materiálu: 69117503D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8536	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Maximální výška osazení v mm	170
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	33
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	250
Vnější rozměr, šířka netto v mm	475
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	531
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	6,40
Hmotnost brutto v kg	7,65
<b>Součásti balení</b>	
E 351 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	33
E 353 aretace pro injektorovou trysku E 351 [počet]	33
Vylachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1