


U 184/1

Spodní koš

pro optimální uložení např. odstřediv. trubiček, ampulek a reagenčních lahví.



- Vybaveno 96 injektorovými tryskami
- Použitelný jen ve spojení s horním košem O 175/O 187/O 184
- Osazovací výška: cca 170 mm mm

EAN: 4002513805659 / Číslo materiálu: 06439180 / Číslo starého materiálu: 69118403D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Maximální výška osazení v mm	170
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava zkumavek	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	250
Vnější rozměr, šířka netto v mm	515
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	531
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	5,00
Hmotnost brutto v kg	6,00
Součásti balení	
ID 90, injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 90 mm [počet]	96