

E 427

Nástavec

pro optimální uložení 6 laryngoskopů.



- Vhodné pro 6 laryngoskopů

EAN: 4002513808209 / Číslo materiálu: 06442120 /

Číslo starého materiálu: 69542701D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro anesteziologické instrumentárium	•
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	92
Vnější rozměr, šířka netto v mm	210
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	134
Vnější rozměr, výška brutto v mm	164
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,49
Hmotnost brutto v kg	0,59