


U 874/1

Spodní koš

pro optimální uložení různých nástavců a síťových misek.



- Osazovací výška se může u různých horních košů měnit
- Držák pro magnetickou lištu ML/2 k automat. rozpoznání vozíku

EAN: 4002513808919 / Číslo materiálu: 06442940 / Číslo starého materiálu: 69187403D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Lafeta/nosič koše	•
Spodní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava operační obuvi	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava síťových misek	•
Příprava různých pomůcek	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	50
Vnější rozměr, šířka netto v mm	531
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	515
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	545
Hmotnost netto v kg	2,10
Hmotnost brutto v kg	2,97