

E 729

Nástavec

pro optimální uložení cca 4-5 očních operačních souprav na 3 úrovních.



- 2 úrovně pro uložení 4 sítových misek DIN
- 1 úroveň s 16 příp. 30 injektorovými tryskami
- Možnost připojení pro E 478/1 na přítokovou trubku
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (bez magnetů ML)

EAN: 4002513893274 / Číslo materiálu: 06517580 / Číslo starého materiálu: 69572901D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
G 7826	•
Produktová kategorie	
Vozík na oftalmologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	4
Sítové misky SPRI [počet]	2
Operační sady pro mikroinstrumentárium [počet]	4-5
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	471
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	680
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	650
Hmotnost netto v kg	14,40
Hmotnost brutto v kg	16,40
Součásti balení	
E 476 úložný díl [počet]	1
E 477 doraz [počet]	1
E 790 propojovací prvky Luer-Lock samičí-samičí [počet]	8
E 791 propojovací prvky Luer-Lock samičí-samčí [počet]	8
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (bez magnetů) [počet]	1