


E 493

Vozík

pro optimální uložení 8 nástavců E 494 pro mikrotitrační destičky na 4 úrovních.



- S přiloženou přírubou
- Rozměry pro osazování jednotlivých úrovní se liší

EAN: 4002513926057 / Číslo materiálu: 06570910 / Číslo starého materiálu: 69549301D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík pro uložení mikrotitračních destiček	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Mikrotitrační destičky [počet]	40
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	510
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	515
Vnější rozměr, výška brutto v mm	560
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	520
Hmotnost netto v kg	0,85
Hmotnost brutto v kg	10,00