

E 494

Nástavec

pro volné uložení 5 mikrotitračních destiček.



EAN: 4002513926064 / Číslo materiálu: 06570920 / Číslo starého materiálu: 69549401D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých pomůcek	•
Kapacita	
Mikrotitrační destičky [počet]	5
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	35
Vnější rozměr, šířka netto v mm	205
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	440
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	265
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	180
Hmotnost netto v kg	0,85
Hmotnost brutto v kg	1,00