


A 11/1

Nástavec

pro šetrné mytí choulostivých nástrojů lomem mycího paprsku.



- S vyraženými otvory 7 x 7 mm
- Použitelné v horním a spodním koši
- doporučené použití v PG 8536

EAN: 4002513975680 / Číslo materiálu: 06629660 / Číslo starého materiálu: 69501102D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Podložný rám	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1
Vnější rozměr, šířka netto v mm	433
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	433
Vnější rozměr, výška brutto v mm	16
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	470
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	470
Hmotnost netto v kg	0,80
Hmotnost brutto v kg	1,00