

E 461/2

Vozík

pro optimální čištění dýchacích hadiček.



- Vhodné pro 12 dýchacích hadic do délky 1,5 m, uložení ve spirále
- Možnost uložení: E 432, E 433, E 434, E 430/1, A3
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002513984057 / Číslo materiálu: 06641180 / Číslo starého materiálu: 69546103D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík na anesteziologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Kapacita	
Hadice [počet]	12
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	515
Vnější rozměr, výška brutto v mm	546
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	515
Hmotnost netto v kg	8,77
Hmotnost brutto v kg	10,80
Součásti balení	
E 430/1 1/3 síťová miska [počet]	1
E 432 držák na vřapované dýchací hadice [počet]	1
E 433 držák na silikonové dýchací hadice [počet]	3
E 434 držák na dětské dýchací hadice [počet]	1