

E 435/3

Vozík

pro optimální uložení cca 2 anesteziologických souprav.



- Vhodné pro cca 2 anesteziologických sad
- 6 trysek s pružnými dorazy, pro dýchací hadice do délky 1,5 m
- Uložení ve spirále
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002513984064 / Číslo materiálu: 06641190 / Číslo starého materiálu: 69543504D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
Produktová kategorie	
Vozík na anesteziologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Kapacita	
Anesteziologické sady [počet]	2
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	507
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	515
Vnější rozměr, výška brutto v mm	510
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	520
Hmotnost netto v kg	6,70
Hmotnost brutto v kg	7,00
Součásti balení	
E 430/1 1/3 síťová miska [počet]	1
E 432 držák na vrapované dýchací hadice [počet]	1