


E 522/1

Nástavec

pro optimální uložení 9 otiskovacích lžic.



- Vybaveno 9 držáky

EAN: 4002514072722 / Číslo materiálu: 06697010 / Číslo starého materiálu: 68552202D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro stomatologické instrumentárium	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Kapacita	
Otiskovací lžice [počet]	9
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	140
Vnější rozměr, šířka netto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	190
Vnější rozměr, výška brutto v mm	170
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	240
Hmotnost netto v kg	0,26
Hmotnost brutto v kg	0,36