

E 405/1

Vozík

pro optimální uložení až 38 pipet, připojení pro horkovzdušné sušení.



- Vhodné pro 38 pipet v 3 řadách
- 1. řada 10 pipet, á 100 ml (do 550 mm), rozteč 20 mm
- 2. řada 14 pipet, á 25 ml, rozteč 26 mm
- 3. řada 14 pipet, á 10 ml, rozteč 26 mm
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002514087078 / Číslo materiálu: 06727920 / Číslo starého materiálu: 69540502D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík na pipety	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Počet řad	3
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Pipety [počet]	38
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	517
Vnější rozměr, výška brutto v mm	500
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	6,20
Hmotnost brutto v kg	8,10