

E 913/3

Vozík

pro optimální uložení kontejnerů, vík a síťových misek na 3 úrovních.



- Rozměry pro osazování jednotlivých úrovní se liší
- Vybaveno 2 vestavěnými ostříkovacími rameny
- Vybaveno přípojkami pro 5 duté instrumenty
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (vč. magnetů ML)

EAN: 4002514219899 / Číslo materiálu: 06893880 / Číslo starého materiálu: 69591304D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Vozík pro nástavce	•
Vozík na kontejnery	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava kontejnerů	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	6
Sítové misky SPRI [počet]	2
Kontejner DIN, výška 15 cm [počet]	3
Duté instrumentarium [počet]	5
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	574
Vnější rozměr, šířka netto v mm	790
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	640
Vnější rozměr, výška brutto v mm	720
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	830
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	780
Hmotnost netto v kg	26,50
Hmotnost brutto v kg	30,00
Součásti balení	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů) [počet]	1