

E 929/1

Vozík

pro optimální uložení až 6 očních operačních souprav.



- Osazovací výšky 3 úrovní se liší
- Vybaveno celkem 73 tryskami
- Možnost připojení pro 2x E 478 na přítokovou trubku
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů)

EAN: 4002514219905 / Číslo materiálu: 06893890 / Číslo starého materiálu: 69592902D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Vozík na oftalmologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Kapacita	
Operační sady pro mikroinstrumentárium [počet]	6
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	492
Vnější rozměr, šířka netto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	720
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	830
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	780
Hmotnost netto v kg	26,50
Hmotnost brutto v kg	30,00
Součásti balení	
E 476 úložný díl [počet]	2
E 477 doraz [počet]	1
E 790 propojovací prvky Luer-Lock samičí-samičí [počet]	14
E 791 propojovací prvky Luer-Lock samičí-samčí [počet]	14
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů) [počet]	1