


E 103/1

Nástavec

pro optimální uložení reagenčních skel do 12 × 75 mm.



- vhodné pro cca 200 reagenčních skel (do 12 × 75 mm)
- Rozděleno do 6 ploch
- Velikost ok činí 8 × 8 mm
- Včetně víka A 13

EAN: 4002514231051 / Číslo materiálu: 06907630 / Číslo starého materiálu: 69510302D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava zkumavek	•
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Reagenční sklo [počet]	200
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	122
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	220
Vnější rozměr, výška brutto v mm	140
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,54
Hmotnost brutto v kg	0,74
<b>Součásti balení</b>	
A 13 víko [počet]	1