


E 104/1

Nástavec

pro automatické uložení reagenčních skel do 12 × 105 mm.



- vhodné pro cca 200 reagenčních skel (do 12 × 105 mm)
- Kapacita včetně víka A 13
- Velikost ok činí 8 × 8 mm

EAN: 4002514231068 / Číslo materiálu: 06907640 / Číslo starého materiálu: 69510402D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava zkumavek	•
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	200
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	152
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	230
Vnější rozměr, výška brutto v mm	165
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,60
Hmotnost brutto v kg	0,82
Součásti balení	
A 13 víko [počet]	1