

DOS K 60

Dávkovací modul pro kanystr 5–10 l

pro automatické dávkování tekutých médií, s indikací prázdného stavu.

EAN: 4002514254890 / Číslo materiálu: 06940330 / Číslo starého materiálu: 69747008D



- Kontr. dávkování – vysoká bezpečnost procesu dle DIN EN ISO 15883
- Pro dávkování tekutých čisticích/chem. dezinfek. prostředků
- nasávací trubice 300 mm pro kanystry 5–10 l
- Přest. sada nasáv. trubice pro kanystry 10–30 l u zákaz. servisu
- Dávkování až 120 Milliliter ml/60 sekund

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
Produktová kategorie	
Dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Rychlost čerpání v ml/60 s	120
Délka sací trubice v mm	333
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	230-240
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,02
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	118
Vnější rozměr, šířka netto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	115
Vnější rozměr, výška brutto v mm	290
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	420
Hmotnost netto v kg	2,45
Hmotnost brutto v kg	2,70