


E 903/1

Modul

pro optimální uložení TUR souprav (transuretální resekce).



- Možnost uložení až 10 dutých instrumentů

EAN: 4002514256290 / Číslo materiálu: 06943230 / Číslo starého materiálu: 69590302D


Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro MIC instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Kapacita	
Duté instrumentárium [počet]	10
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	40
Vnější rozměr, šířka netto v mm	461
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	510
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	2,93
Hmotnost brutto v kg	3,65
Součásti balení	
E 442 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 6 mm [počet]	3
E 444 buben na optické kabely/odsávací hadice [počet]	1
E 447 adaptér samičí, pro Luer-Lock samčí [počet]	1
E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet]	4
E 453 injektorová tryska 4 x 110 mm s přidržovací svorkou [počet]	3
E 454 injektorová tryska pro pouzdra trokarů 10–15 mm [počet]	1
E 467 mycí pouzdro 205 mm pro MIC instrumentárium/ svorkové kleště [počet]	3
E 469 mycí pouzdro 300 mm pro MIC instrumentárium/ urologii [počet]	3
E 907/1 síťová miska s víkem na malé díly [počet]	1

E 903/1

Modul

pro optimální uložení TUR souprav (transuretrální resekce).

EAN: 4002514256290 / Číslo materiálu: 06943230 / Číslo starého materiálu: 69590302D



2 m silikonová hadice Ø 5 mm

Plastová podpěra [počet]

•

1