


E 906/1

Modul

pro optimální uložení MIC instrumentária, např. artroskopie/laparoskopie.



- Možnost uložení až 10 dutých instrumentů
- Rozdělení např. na artroskopii a laparoskopii

EAN: 4002514256313 / Číslo materiálu: 06943250 / Číslo starého materiálu: 69590602D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro MIC instrumentarium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Kapacita	
Duté instrumentarium [počet]	10
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	40
Vnější rozměr, šířka netto v mm	461
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	510
Vnější rozměr, výška brutto v mm	160
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	2,87
Hmotnost brutto v kg	3,56
Součásti balení	
E 336 mycí pouzdro MIBO, Ø 11 mm, délka 121 mm [počet]	1
E 362 zaslepovací šroub [počet]	2
E 442 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 6 mm [počet]	5
E 443 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 10 mm [počet]	3
E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet]	2
E 454 injektorová tryska pro pouzdra trokarů 10–15 mm [počet]	1
E 456 otvírací pružina pro MIC instrumentarium [počet]	2
E 464 úložný díl pro injektorovou trysku E 454 [počet]	1
E 908/1 nástavec pro rozložitelné MIC instrumentarium/ pracovní nástavce [počet]	1