

E 912/2

Vozík

pro optimální uložení 4 kontejnerů ISO s víkem.



- Rozměry kontejnerů: 180 × 400 × 600 mm
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (vč. magnetů ML)

EAN: 4002514257976 / Číslo materiálu: 06943860 / Číslo starého materiálu: 69591203D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Vozík na kontejnery	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava kontejnerů	•
Kapacita	
Kontejner ISO výška 18 cm [počet]	4
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	455
Vnější rozměr, šířka netto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	650
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	650
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	800
Hmotnost netto v kg	13,00
Hmotnost brutto v kg	22,00
Součásti balení	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů) [počet]	1