

E 915/3

Vozík

pro optimální uložení cca 7 AN souprav resp. 20 dýchacích hadic a příslušenství.



- Uložení dýchacích hadic ve spirále
- Injektorový systém
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů)

EAN: 4002514257983 / Číslo materiálu: 06943870 / Číslo starého materiálu: 69591504D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík na anesteziologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Kapacita	
Anesteziologické sady [počet]	7
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	637
Vnější rozměr, šířka netto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	780
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	810
Hmotnost netto v kg	25,00
Hmotnost brutto v kg	25,00
Součásti balení	
E 142 nástavec 1/2, síťová miska DIN [počet]	1
E 431 injektorová tryska pro vrapovaný měch, Ø 8 x 193 mm [počet]	1
E 466 injektorová tryska 8 x 333 mm, pro dýchací vak [počet]	10
E 496 injektorová tryska 4 x 120 mm [počet]	18
E 916 držák na 5 vrapovaných dýchacích hadic [počet]	1
E 917 držák na 5 silikonových dýchacích hadic [počet]	4
E 918 držák na 5 dětských dýchacích hadic [počet]	1
Odpružené úložné díly Ø 12 mm, pro dýchací hadice délky až 1,5 m [počet]	20
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů) [počet]	1