


KFR 9000

Držák na láhve

pro bezpečné a úsporné skladování lahví v chladničce.

EAN: 4002514270203 / Číslo materiálu: 06962260 / Číslo starého materiálu: 36996040EU1



- Pro kombinace chladničky s mrazničkou KFN 2x1xx
- K vodorovnému a klidnému uskladnění (např. vína)
- Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
- Z chromovaného kovu
- až pro 9 lahví, v závislosti na velikosti a tvaru