


E 949

Modul

pro optimální uložení 8 jehel resp. vrtáků do kostní dřevě.



- Vybaveno 8 uloženími pro jehly do kostní dřevě*
- Vybaveno 6 prodlužovacími pouzdry pro vrtáky do kostní dřevě**

* Uložení jsou předmontována.

** Prodlužovací pouzdra jsou volně přiložena.

EAN: 4002514312040 / Číslo materiálu: 07025320 / Číslo starého materiálu: 69594901D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava ortopedického operačního instrumentária	•
Kapacita	
Medulární vrták [počet]	8
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	115
Vnější rozměr, šířka netto v mm	352
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	558
Vnější rozměr, výška brutto v mm	290
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	35,00
Hmotnost brutto v kg	45,00