

E 955

Nástavec

pro optimální uložení vrtacích pouzder s Ø 3–15 mm, délka max. 125 mm



EAN: 4002514312057 / Číslo materiálu: 07025330 / Číslo starého materiálu: 69595501D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava ortopedického operačního instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	85
Vnější rozměr, šířka netto v mm	221
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	156
Vnější rozměr, výška brutto v mm	170
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	1,00
Hmotnost brutto v kg	1,00