


E 526/1

Vozík

pro optimální osazení MIC instrumentária a příslušenství na 2 úrovních.



- Osazovací výška dole: 100 mm mm
- Maximální délka MIC instrumentů: 600 mm
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (bez magnetů ML)

EAN: 4002514312125 / Číslo materiálu: 07026560 / Číslo starého materiálu: 69552602D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7824	•
Produktová kategorie	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík na MIC instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Maximální výška osazení v mm	100
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Kapacita	
Duté instrumentárium [počet]	44
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	498
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	645
Vnější rozměr, výška brutto v mm	570
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	670
Hmotnost netto v kg	9,20
Hmotnost brutto v kg	10,00
Součásti balení	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (bez magnetů) [počet]	1