

E 515/1

Vozík

pro optimální uložení cca 3 anesteziologických souprav.



- Vhodné také pro 9 dýchacích hadic do délky 1,5 m a příslušenství
- Uložení dýchacích hadic ve spirále
- Vybaveno síťovými miskami E 430
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (bez magnetů ML)

EAN: 4002514312149 / Číslo materiálu: 07026590 / Číslo starého materiálu: 69551502D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7824	•
Produktová kategorie	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík na anesteziologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Kapacita	
Anesteziologické sady [počet]	3
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	500
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	645
Vnější rozměr, výška brutto v mm	550
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	640
Hmotnost netto v kg	13,50
Hmotnost brutto v kg	15,50
Součásti balení	
E 430/1 1/3 síťová miska [počet]	1
E 431 injektorová tryska pro vrapovaný měch, Ø 8 x 193 mm [počet]	1
E 432 držák na vrapované dýchací hadice [počet]	1
E 433 držák na silikonové dýchací hadice [počet]	3
E 434 držák na dětské dýchací hadice [počet]	1
E 466 injektorová tryska 8 x 333 mm, pro dýchací vak [počet]	6
E 495 injektorová tryska 2,5 x 90 mm [počet]	3
E 496 injektorová tryska 4 x 120 mm [počet]	15
Odpružené úložné díly Ø 12 mm, pro dýchací hadice délky až 1,5 m [počet]	9
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (bez magnetů) [počet]	1