


E 705/2

Vozík

pro optimální uložení MIC instrumentária do délky 600 mm.



- Je možné uložit až 42 dutých instrumentů
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (bez magnetů ML)
- Osazovací výšky 3 úrovní se liší


EAN: 4002514313399 / Číslo materiálu: 07029810 / Číslo starého materiálu: 69570503D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7826	•
Produktová kategorie	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík na MIC instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Kapacita	
Duté instrumentárium [počet]	42
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	530
Vnější rozměr, šířka netto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	550
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	650
Hmotnost netto v kg	12,50
Hmotnost brutto v kg	14,60
Součásti balení	
E 336 mycí pouzdro MIBO, Ø 11 mm, délka 121 mm [počet]	3
E 362 zaslepovací šroub [počet]	2
E 442 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 6 mm [počet]	15
E 443 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 10 mm [počet]	5
E 444 buben na optické kabely/odsávací hadice [počet]	1
E 445 – 12 víček na mycí pouzdro E 442, otvor s Ø 6 mm [počet]	1
E 446 – 12 víček na mycí pouzdro E 443, otvor s Ø 10 mm [počet]	1
E 447 adaptér samičí, pro Luer-Lock samičí [počet]	3
E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet]	6
E 449 adaptér samičí, pro Luer-Lock samičí [počet]	5
E 451 nástavec 1/6 síťová miska [počet]	1
E 452 injektorová tryska 2,5 x 60 mm [počet]	3
E 453 injektorová tryska 4 x 110 mm s přidržovací svorkou [počet]	8

E 705/2

Vozík

pro optimální uložení MIC instrumentária do délky 600 mm.



EAN: 4002514313399 / Číslo materiálu: 07029810 / Číslo starého materiálu: 69570503D

E 454 injektorová tryska pro pouzdra trokarů 10–15 mm [počet] 6

E 456 otvácí pružina pro MIC instrumentárium [počet] 4

E 464 úložný díl pro injektorovou trysku E 454 [počet] 3

E 472 upínací pružina pro injektorové trysky Ø 4 mm [počet] 2

2 m silikonová hadice Ø 5 mm •

Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (bez magnetů) [počet] 1