

E 909

Vozík

pro ideální uložení až 1-2 MIC souprav a sítových misek v modulárním systému.



- Úrovně 1–3 volné pro uložení sítových misek, např. E 142
- Rozměry pro osazování jednotlivých úrovní se liší
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (vč. magnetů ML)

EAN: 4002514432809 / Číslo materiálu: 07201500 / Číslo starého materiálu: 69590901D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík na MIC instrumentárium	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	9
Sítové misky SPRI [počet]	3
MIC sady [počet]	1-2
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	698
Vnější rozměr, šířka netto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	720
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	830
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	780
Hmotnost netto v kg	26,50
Hmotnost brutto v kg	30,00
Součásti balení	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů) [počet]	1