


A 6

Krycí síť

pro optimální upevnění citlivých mytých předmětů.



- Rám z nerez oceli potažený polypropylenovými vlákny
- Obzvláště odolný a trvanlivý
- 215 × 445 mm

EAN: 4002514441221 / Číslo materiálu: 07217650 / Číslo starého materiálu: 69500601D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Kryt	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava operačního instrumentária	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	215
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	10
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	210
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	200
Hmotnost netto v kg	0,40
Hmotnost brutto v kg	0,50