


KFR 10061

Držák na láhve

pro bezpečné a úsporné skladování lahví v chladničce.

EAN: 4002514522289 / Číslo materiálu: 07316080 / Číslo starého materiálu: 38991061EU1



- Vhodné pro volně stoj. chladničky/
vest. chladničky s mrazničkou
- K 10.000 a 20.000 bez zóny
PerfectFresh a šířkou 60 cm
- K vodorovnému a klidnému
uskladnění (např. vína)
- Variabilní použití v různých úrovních
zasunutí
- až pro 9 lahví, v závislosti na
velikosti a tvaru