


KFR 10067

Držák na láhve

pro bezpečné a úsporné skladování lahví v chladničce.

EAN: 4002514522296 / Číslo materiálu: 07316090 / Číslo starého materiálu: 38991067EU1



- K vodorovnému a klidnému uskladnění (např. vína)
- Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
- Vhodné pro volně stoj. chladničky/ vest. chladničky s mrazničkou
- K 10.000 se zónou PerfectFresh a šířkou 60 cm
- až pro 9 lahví, v závislosti na velikosti a tvaru