

O 188/2
Horní koš
pro optimální uložení různých nástavců.



- Osazovací výška: 165 mm, nastavitelná výška +/- 20 mm
- S vestavěným magnetickým ostříkovacím ramenem
- Magnet pro využití snímání ostříkovacích ramen PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556178 / Číslo materiálu: 07333030 / Číslo starého materiálu: 69118802D

| | |
|--|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Produktová kategorie | |
| Lafeta/nosič koše | • |
| Horní koš | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Standardní elektrické připojení | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 280 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 215 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 475 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 285 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 540 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 555 |
| Hmotnost netto v kg | 2,40 |
| Hmotnost brutto v kg | 3,16 |