

O 191/2

Horní koš

pro optimální uložení síťových misek.



- Osazovací výška: 115 +/- 20 mm
- Osazovací šířka: 480 mm
- Osazovací hloubka: 450 mm
- S vestavěným magnetickým ostříkovacím ramenem nad košem
- Magnet pro využití snímání ostříkovacích ramen PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556192 / Číslo materiálu: 07333060 / Číslo starého materiálu: 69119102D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Lafeta/nosič koše	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Kapacita	
Síťové misky DIN [počet]	2
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	180
Vnější rozměr, šířka netto v mm	531
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	475
Vnější rozměr, výška brutto v mm	540
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	270
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	525
Hmotnost netto v kg	2,40
Hmotnost brutto v kg	3,30