

O 173/1

Horní koš

pro optimální uložení operační obuvi.



- Vhodné pro 8 operační obuv do velikosti 41
- S vestavěným magnetickým ostříkovacím ramenem
- Magnet pro využití snímání ostříkovacích ramen PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556222 / Číslo materiálu: 07333090 / Číslo starého materiálu: 69117302D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Nástavec na operační obuv	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	8
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	195
Vnější rozměr, šířka netto v mm	531
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	475
Vnější rozměr, výška brutto v mm	540
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	270
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	525
Hmotnost netto v kg	2,40
Hmotnost brutto v kg	3,30