

E 327/1

Vozík

pro optimální uložení 4 síťových misek DIN.



- Vhodné pro 4 síťové misky DIN na 2 úrovních
- Magnet pro využití snímání ostříkovacích ramen PG 8535, PG 8536
- S vestavěným magnetickým ostříkovacím ramenem
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002514556239 / Číslo materiálu: 07333100 / Číslo starého materiálu: 69532702D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík na síťové misky	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operačního instrumentária	•
Kapacita	
Síťové misky DIN [počet]	4
Síťové misky SPRI [počet]	2
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	410
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	570
Vnější rozměr, výška brutto v mm	420
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	595
Hmotnost netto v kg	2,40
Hmotnost brutto v kg	3,30