

E 439/3

Vozík

pro optimální uložení až 7 síťových misek.



- Vhodné pro uložení 7 síťových misek na 3 nebo 4 úrovních
- S vestavěným magnetickým ostříkovacím ramenem
- Druhá úroveň zdola je vyjímatelná
- Výšky osazení 4 úrovní se liší
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002514556246 / Číslo materiálu: 07333110 / Číslo starého materiálu: 69543905D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík na síťové misky	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operačního instrumentária	•
Kapacita	
Síťové misky DIN [počet]	7
Síťové misky SPRI [počet]	4
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	505
Vnější rozměr, šířka netto v mm	532
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	517
Vnější rozměr, výška brutto v mm	500
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	11,80
Hmotnost brutto v kg	13,30