

E 429/1

Vozík

pro optimální čištění mikroinstrumentária (oční operace), pro 2-4 oper. soupravy.



- S vestavěným magnetickým ostříkovacím ramenem
- Úrov. 1: např. 4× nástavec E441/1 nebo 2× nástavec E142 pro úrov.
- Úroveň 2 vlevo: 20 přípojek pro duté instrumentárium
- Úroveň 2 vpravo: 16 adaptérů Luer-Lock, se zástr., horiz. hadice
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002514556253 / Číslo materiálu: 07333120 / Číslo starého materiálu: 69542902D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
Produktová kategorie	
Vozík na oftalmologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Kapacita	
Operační sady pro mikroinstrumentárium [počet]	2-4
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	520
Vnější rozměr, šířka netto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	540
Vnější rozměr, výška brutto v mm	530
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	2,40
Hmotnost brutto v kg	3,30
Součásti balení	
E 476 úložný díl [počet]	1
E 477 doraz [počet]	1
E 790 propojovací prvky Luer-Lock samičí-samičí [počet]	8
E 791 propojovací prvky Luer-Lock samičí-samčí [počet]	8