

E 931

Nástavec

pro optimální uložení až 20 operační obuvi do velikosti 48.



- Vhodné pro vozík E 975/2 ve spodní a horní úrovni
- Vybaveno 20 držáky
- Celková kapacita na dávku: 40 operačních obuví (20 párů)

EAN: 4002514598444 / Číslo materiálu: 07439490 / Číslo starého materiálu: 69593101D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Nástavec na operační obuv	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava operační obuvi	•
Kapacita	
Operační obuv [počet]	20
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	254
Vnější rozměr, šířka netto v mm	586
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	752
Vnější rozměr, výška brutto v mm	275
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	605
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	765
Hmotnost netto v kg	4,35
Hmotnost brutto v kg	4,70