

E 942/3

Modul

pro optimální uložení až 116 pipet.



- Vhodné pro 116 pipet do výšky 580 mm
- velikost přihrádek ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Číslo materiálu: 07459390 / Číslo starého materiálu: 69594204D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro pipety	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Pipety [počet]	116
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	279
Vnější rozměr, šířka netto v mm	558
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	352
Vnější rozměr, výška brutto v mm	420
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	570
Hmotnost netto v kg	35,00
Hmotnost brutto v kg	45,00