

E 943/2

Modul

pro optimální uložení úzkohrdlého skla 100–500 ml.



- 32 trysek (E 351) 4 × 160 mm s aretacemi (E 353)

EAN: 4002514605043 / Číslo materiálu: 07459400 / Číslo starého materiálu: 69594303D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	32
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	190
Vnější rozměr, šířka netto v mm	558
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	352
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	6,50
Hmotnost brutto v kg	7,50