

E 944/2

Modul

pro optimální uložení úzkohrdlého skla 500–1 000 ml.



- 15 trysek (E 352) 6 × 220 mm s aretacemi (E 354)

EAN: 4002514605050 / Číslo materiálu: 07459410 / Číslo starého materiálu: 69594403D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	15
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	250
Vnější rozměr, šířka netto v mm	558
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	352
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	570
Hmotnost netto v kg	3,92
Hmotnost brutto v kg	4,42