

E 947/2

Modul

pro čištění např. 88 odstřediv. trubiček, ampulek nebo reagenčních skel.



- Vybaveno 88 tryskami 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Číslo materiálu: 07459430 / Číslo starého materiálu: 69594703D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	88
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	170
Vnější rozměr, šířka netto v mm	558
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	352
Vnější rozměr, výška brutto v mm	290
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	5,00
Hmotnost brutto v kg	6,00